

Capteur Thermocouple Réutilisable Référence Générique AIRFXXXXXX



Les capteurs Thermocouples ont été conçus pour une utilisation lors de l'étude des troubles du sommeil, afin de suivre les flux respiratoires. Ces dispositifs conviennent aux adultes et aux enfants.

CLASSIFICATION ET NORMES APPLICABLES

Classe de risque (MDD 93/42) I

CND Z12100501

- EN ISO 13485
- EN ISO 15233-1
- EN ISO 1041
- EN ISO 14971

UTILISATION

- Polisomnographie

MATÉRIAUX DU CAPTEUR

Capteur	Fil de cuivre
Corps du capteur	Megol
Cordon	Cuivre étamé
Isolation du cordon	PVC
Connexion	Laiton doré

PACKAGING

Boîte Polypropylène

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Latex	Non
PVC	Oui
Polypropylène	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sensibilité	2-30 μ V/mm
Capteur	Thermocouple Type "E"
Réglages polygraph:	Filtre basses fréquences/Constante de temps: 0,16Hz ou moins / 1 seconde ou plus Filtre fréquences hautes: 15Hz
Amplitude du signal	400 μ V crête à crête
Impédance sortie	Statique et dynamique: 7 Ohm

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

PACKAGING

Code	Voie	Longueur du câble	Taille	Connecteur	Pack
AIRFAXXXXX	1÷3	200 cm	Adulte	T.P. 1,5 mm	1
AIRFPXXXXX	1÷3	200 cm	Pédiatrique	T.P. 1,5 mm	1
AIRFNXXXXX	1÷3	200 cm	Neonat.	T.P. 1,5 mm	1

Autres configurations disponibles