



PSG

CAPTEUR THERMOCOUPLE A USAGE UNIQUE



UMDNS

11485

Description

Spes Medica propose une gamme complète de capteurs thermiques Airflow.

Nos capteurs sont réputés comme les plus précis et les plus durables du marché. Les capteurs à thermocouple sont conçus pour être utilisés pendant les études sur les troubles du sommeil, afin de détecter le flux d'air respiratoire.

- Développé afin d'avoir la meilleure précision et le meilleur confort pour le patient;
- Ils sont fournis avec un cordon de 200 cm et des connecteurs Touch Proof.

Matériaux

Capteur	PFA
Corps du capteur	PET
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PVC
Packaging	AL/PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	AIRFXXXXXXD
Nombre de voies	1 ÷ 3
Taille	Adulte
Longueur du câble	200 cm
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Spécifications Techniques

Amplitude du signal	400 mV crête à crête (l'amplitude du signal peut varier selon le positionnement du capteur, les mouvements corporels, la magnitude des vibrations et les réglages)
Impédance de sortie	1,2 Mohm DC (statique)

Nettoyage et désinfection	Usage Unique Exclusivement
---------------------------	----------------------------

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Differentes configurations disponibles sur demande