



EMG

ÉLECTRODE EXTRA-TYMPANIQUE



UMDNS

11441

Description

Conçu afin de réaliser l'acquisition des signaux ÉlectroCochleoGraphiques (ECochG) de la membrane Tympanique pour la surveillance, la stimulation et l'enregistrement.
Tube de silicone souple et flexible permettant d'appliquer la flexion souhaitée.
Forme lisse et arrondie.
Capteur doré.

Matériaux

Capteur	Or
Cable	Cuivre/Étain avec isolation PVC
Connecteur	Cuivre Zinc / Or avec isolation PVC
Packaging	Papier Médical/PET

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code Générique	TEDXXX
Longueur du Cable	250 cm
Connecteur	Touch Proof 1,5 mm DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande