




IOM / Électrodes Laryngées


Électrodes Laryngées Intégrées

- Ce tube endotrachéal est une innovation technologique car l'électrode est directement intégrée à la surface du tube.
- La large surface de l'électrode facilite le placement sur les cordes vocales.
- Disponible en version armée ou non armée.

Code	Nb de voies	Tube	Diam. du Tube	Longueur	Pack
LSEP001	1	Non armé	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEP002	1	Non armé	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEP003	1	Non armé	8 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA01	1	Armé	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA02	1	Armé	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA03	1	Armé	8 mm	150 cm	5 pcs
			TP DIN 42802		
LSEP005	2	Non armé	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEP006	2	Non armé	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEP007	2	Non armé	8 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA05	2	Armé	6 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA06	2	Armé	7 mm	150 cm	5 pcs
LSEPA07	2	Armé	8 mm	150 cm	5 pcs
			TP DIN 42802		



LSE3446MCP075



LSE3446MCA075

LSE4246MCA075

LSE3463DCA200

LSE4263DCA200

Dragonfly—Électrodes Laryngées Adhésives

- Les électrodes Dragonfly sont fabriquées en matériaux souples afin d'éviter tout risque de blessure lors de l'insertion.
- Peuvent être appliquées sur n'importe quel tube endotrachéal renforcé.

Code	Nb de voies	Diam. du Tube	Long.	Pack
LSE3446MCP075	1	2.0-5.5 mm	75 cm	10 pcs
LSE3446MCA075	1	6.0-7.0 mm	75 cm	10 pcs
LSE4246MCA075	1	7.5-10.0 mm	75 cm	10 pcs
LSE3463DCA200	2	6.0-7.5 mm	200 cm	10 pcs
LSE4263DCA200	2	8.0-9.5 mm	200 cm	10 pcs
		TP DIN 42802		

