



# BANDA DI SUPPORTO per elettrodi a ponte



## Descrizione

La cuffia è formata da una banda elastica forata in gomma senza lattice.

La natura della banda garantisce il mantenimento dell'elasticità a lungo nel tempo in quanto molto resistente all'usura.

- Formata da una banda elastica perforata in gomma senza lattice;
- Resistente all'usura.

CND N010102  
RDM 53292/R

## Materiali

Bande Gomma sintetica (senza lattice)

Packaging PP

## Salute

Biocompatibilità  
(UNI EN ISO 10993) Sì

Lattice No

Nickel No

Ftalati No

## Specifiche prodotto

Codice generico HEADXXXXN

Numero di bande 1

Taglia Neonatale

## Ambiente

RoHS II ✓

REACH ✓