



Descrizione

I nostri cavetti di collegamento sono stati studiati e realizzati per ridurre al minimo il rumore nella connessione degli elettrodi all'apparecchiatura. Per questo è stata posta una particolare attenzione sui materiali utilizzati e sul sistema di aggancio della connessione. Per il cavo è stato utilizzato un conduttore argentato rinforzato con il kevlar per garantire la massima conduzione e la massima resistenza meccanica. La connessione cavo-connettore è pressofusa con salva-cavo al fine di azzerare il rischio di ossidazione e di rottura.

CND N010102
RDM 58540/R

Materiali

Cavo Cu/Ag con isolante PVC

Connettore CuZn/Au con isolante PE

Salute

Biocompatibilità
(UNI EN ISO 10993) Sì

Lattice No

Ftalati No

Specifiche prodotto

Codice generico BECXXXXXX

Lato elettrodo Coccodrillo isolato
Mini Croco-clip
Pin 2-3-4 mm a molla

Lato testina Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802
Pin 2 mm a molla
Pin 2 mm

Lunghezza cavo 50 - 250 cm

Colore cavo

Ambiente

RoHS II ✓

REACH ✓