



ELETTRODI ADESIVI NCS



Descrizione

Gli elettrodi adesivi Spes Medica hanno una forma e una dimensione appositamente studiata per permettere una registrazione ottimale anche dei muscoli più piccoli.

L'Hydrogel di ultima generazione garantisce un'ottima adesività dell'elettrodo e il riposizionamento dello stesso numerose volte.

- Alta qualità del sensore per ottime registrazioni;
- Elevata resistenza all'uso;
- Indicati per test di lunga durata;
- I materiali utilizzati sono tutti biocompatibili e testati anche sulle pelli più delicate
- linguetta per facilitare l'uso

CND N010102
RDM 58541/R

Materiali

Elettrodo	AgAgCl
Materiale a contatto con la pelle	Hydrogel
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Ni con isolante PE
Liner	PET
Packaging	AL/PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	DENIBXXXXX
Dimensioni	30x22 mm
Lunghezza cavo	Da 8 a 250 cm
Colore cavo	○ ● ● ●
Connettore	Presa 0,7 mm protetto Presca di sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓