



# NETCAP

## Cuffia di supporto monopaziente



### Descrizione

La cuffia di supporto monopaziente permette un facile utilizzo degli elettrodi a ponte e degli elettrodi a coppetta. Garantisce una pressione uniforme senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi (mentoniera, fasce toraciche). Consente la visibilità della cute. Disponibile in diverse taglie.

CND N010102  
RDM 53292/R

### Materiali

Rete	PA - PU
Packaging	PP

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	D00000XX000
Taglia	Adulto Grande (54 – 62 cm) Adulto Media (46 – 54 cm) Pediatico (40 – 46 cm) Neonatale (34 – 40 cm)

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓