



EEG



EMG



IOM

ÉLECTRODES ADHÉSIVES



UMDNS

11440

Description

Les électrodes adhésives Spes Medica ont une forme et une taille spécifique étudiées pour permettre un enregistrement parfait également sur les petits muscles.

Le gel solide est développé spécialement pour cette application et donne à l'électrode une adhérence stable sur la peau et peut être repositionné plusieurs fois sans laisser de trace sur la peau du patient.

- L'électrode est faite de matériaux biocompatibles doux qui offrent le meilleur confort pour le patient;
- Disponibles dans différentes formes et tailles permettant un enregistrement optimal même sur des petits muscles.

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	AgAgCl
Matériaux en contact avec la peau	Hydrogel
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Ni avec gaine PVC
Revêtement	PET
Packaging	AL/PE
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non
Références	DENIXXXXXX
Longueur	De 15 à 35 mm
Largeur	De 20 à 45 mm
Longueur du câble	De 8 à 250 cm
Couleur du câble	● ● ● ○
Connecteur	Pression, Bipolaire, Pin 0,7 - 1 mm , Touch proof DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande