



Électrodes / IOM

Stimulateur LED à Usage Unique pour PeV

- Disponible avec lumière blanche ou rouge avec intensité réglable.
- Adhère à la paupière sans nécessité de maintien supplémentaire.
 - Positionnement optimal de la source lumineuse.
 - Fiches TP DIN 42802.

Code	Lumière	Câble	Pack
VLED01	Blanche	150 cm	1 pc
VLED02	Rouge	150 cm	1 pc

Sondes pour Rhizotomie Dorsale Sélective (SDR)

- Ce nouvel ensemble de sondes a été créé afin de vous fournir une précision millimétrique lorsque vous essayez de récupérer les nerfs sensoriels pour une Rhizotomie Dorsale Sélective.
 - Ensemble de 2 sondes
 - Cordons 250 cm, fiches Touch Proof

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI1IR100S2526D	90° Simple	100 mm	5 paires
SI1BR100S2526D	90° Sphérique (1mm)	100 mm	5 paires

Électrodes Hook Filaires


- Le fil utilisé comme élément d'enregistrement est caractérisé par un petit diamètre qui garantit un haut niveau de confort pour le patient.
- L'extrémité du fil est façonnée en hameçon afin de garantir la stabilité de l'électrode.

Code	Longueur	Diamètre	Fils	Connexion	Pack
DIMW1105030101	30 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105050101	50 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105030102	30 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW1105050102	50 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW11050301P1	30 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P1	50 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050301P2	30 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P2	50 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs

Cordons de Liaison pour Électrodes Hook Filaires

- Différentes longueurs et connexions sont disponibles sur demande.

Code	Coté Tête	Coté Électr.	Long.	Pack
BEC1026C1M6	 TP DIN42802	1x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M71F	 DIN 5 broches	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M26F	 TP DIN42802	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
MNC10PDIN6	 TP DIN42802	1x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N71F	 DIN 5 broches	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N26F	 TP DIN42802	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc



NOUVEAU

NOUVEAU