



IOM / Électrodes Aiguilles

Électrodes Hook

- Distance inter électrode pré définie pour une meilleure précision de mise en place.
- Paires d'électrodes intra musculaires développées pour garantir une amplitude de signal optimale.
- Disponibles en différentes inclinaisons afin de permettre un positionnement optimal.

Code	Longueur	Diamètre	Câble	Distance	Pack
ANGLE 0°					
TFDN351300	13 mm	● 0, 35 mm	100 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN351301	13 mm	● 0, 35 mm	150 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN351303	13 mm	● 0, 35 mm	250 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN451800	18 mm	○ 0, 45 mm	100 cm	5 mm	10 pcs
TFDN451801	18 mm	○ 0, 45 mm	150 cm	5 mm	10 pcs
TFDN451803	18 mm	○ 0, 45 mm	250 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452500	25 mm	● 0, 45 mm	100 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452501	25 mm	● 0, 45 mm	150 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452503	25 mm	● 0, 45 mm	250 cm	5 mm	10 pcs
TFDN453700	37 mm	● 0, 45 mm	100 cm	10 mm	10 pcs
TFDN453701	37 mm	● 0, 45 mm	150 cm	10 mm	10 pcs
TFDN453703	37 mm	● 0, 45 mm	250 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455000	50 mm	● 0, 45 mm	100 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455001	50 mm	● 0, 45 mm	150 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455003	50 mm	● 0, 45 mm	250 cm	10 mm	10 pcs

ANGLE 30°					
TFDN351330	13 mm	● 0, 35 mm	100 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN351331	13 mm	● 0, 35 mm	150 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN351333	13 mm	● 0, 35 mm	250 cm	2,5 mm	10 pcs
TFDN451830	18 mm	○ 0, 45 mm	100 cm	5 mm	10 pcs
TFDN451831	18 mm	○ 0, 45 mm	150 cm	5 mm	10 pcs
TFDN451833	18 mm	○ 0, 45 mm	250 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452530	25 mm	● 0, 45 mm	100 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452531	25 mm	● 0, 45 mm	150 cm	5 mm	10 pcs
TFDN452533	25 mm	● 0, 45 mm	250 cm	5 mm	10 pcs
TFDN453730	37 mm	● 0, 45 mm	100 cm	10 mm	10 pcs
TFDN453731	37 mm	● 0, 45 mm	150 cm	10 mm	10 pcs
TFDN453733	37 mm	● 0, 45 mm	250 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455030	50 mm	● 0, 45 mm	100 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455031	50 mm	● 0, 45 mm	150 cm	10 mm	10 pcs
TFDN455033	50 mm	● 0, 45 mm	250 cm	10 mm	10 pcs

