



Bonnets à Électrodes Précablées à Usage Unique / EEG

NOUVEAU

Dispocap — Bonnets à Usage Unique avec électrodes cupules intégrées

Support en matériaux souples
conçu pour un confort amélioré du patient.


Bonnet à larges mailles
pour une vue optimale du crâne du patient.



Système 10-20 International
utilisé comme référence pour le placement des électrodes.

Bandeau silicone
Pas besoin de mentonnière.


Code couleur



Détail du support



Argent/Argent Chloruré



Code	Circonférence	Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
DCAPAGLAC20	Adulte Large 54-62 cm	19 + GND		1 pc
DCAPAGMAC20	Adulte Small 46-54 cm	19 + GND		1 pc
DCAPAGMIC20	Pédiatrique Large 40-46 cm	19 + GND		1 pc
DCAPAGSIC10	Pédiatrique Small 34-40 cm	9 + GND		1 pc


Autres configurations disponibles sur demande.

Dispocap — Bonnets à Usage Unique avec électrodes intégrées

Étain



Vue intérieure



Vue extérieure



Code	Circonférence	Nb d' Électrodes	Connecteur	Pack
DCAPSOLAC20	Adulte Large 54-62 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOMAC20	Adulte Small 46-54 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOMIC20	Pédiatrique Large 40-46 cm	19 + GND		1 pc
DCAPSOSIC10	Pédiatrique Small 34-40 cm	9 + GND		1 pc

Le pack comprend le bonnet, les straps et une brosse pour le nettoyage.