




Électrodes Aiguilles / EMG



Aiguilles Monopolaires

- Isolation et affûtage garantissent un excellent enregistrement et facilitent la pénétration de l'aiguille.
- Prise en main ergonomique.

Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
TFDN261500	15 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN262500	25 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN263700	37 mm	0,35 mm	●	0,28 mm ²	25 pcs
TFDN263745	37 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs
TFDN265045	50 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs
TFDN267545	75 mm	0,45 mm	●	0,34 mm ²	25 pcs



TP DIN 42802

Longueur du câble: 76cm

MIOBOT — Aiguilles pour Injections Hypodermiques

- Poignée surmoulée avec connecteur pour seringue d'injection et cordon de liaison vers l'appareil.
- Peuvent être utilisées avec une seringue standard Luer-Lock pour sécuriser la connexion.
- Canule isolée à l'exception de l'extrémité.



Code	Longueur	Diamètre	Couleur	Pack
MIOBOT2530	25 mm	0,30 mm	●	10 pcs
MIOBOT2540	25 mm	0,45 mm	●	10 pcs
MIOBOT3745	37 mm	0,45 mm	●	10 pcs
MIOBOT5050	50 mm	0,45 mm	○	10 pcs
MIOBOT7570	75 mm	0,70 mm	●	10 pcs



TP DIN 42802

Longueur du câble: 76cm

Extensions pour Aiguilles EMG

- Différentes longueurs et connectiques sont disponibles sur demande.

Code	Longueur	Pack
MNC10DDIN6	100 cm	1 pc
MNC20DDIN6	200 cm	1 pc
MNC10DDINSH	100 cm Blindé	1 pc
MNC20DDINSH	100 cm Blindé	1 pc



TP DIN 42802



UPGRADE +