



DISPOCAP

Bonnet pré câblé à Patient Unique



Description

Le Dispocap est un bonnet à patient unique avec un grand filet pour une vision optimale sur le crâne du patient.

- Bonnet élastique avec matériaux à usage unique;
- Électrodes et connectiques à usage unique;
- Les électrodes et les câbles sont surmoulés ne formant qu'un seul élément;
- Protection accrue pour l'opérateur et le patient;
- Bonnet hautement adaptable;
- Système 10-30 international.

UMDNS 17554

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	Ag/AgCl	
Support électrode	Mousse	
Cordon	PVC	
Filet	Nylon, Elastan	
Packaging	PP	
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui	
Latex	Non	
Nickel	Non	
Phthalates	Non	
Code générique	DCAPXXXXXXXXX	
Taille	● Adulte Large ● Adulte Small ● Pédiatrique Large ● Pédiatrique Small	
Nombre d'électrode	De 9 à 21	
Connecteur	SUBD 25 Connecteurs 1.5mm Touch Proof	
RoHS II	✓	
REACH	✓	