




## EEG / Électrodes Cupules

- Faites d'argent pur à 999.99 ‰ pour une qualité de signal optimale.
- Le Connecteur Touch Proof offre une liaison stable à long terme avec tous les modèles d'équipements.
- Le Câble garantit résistance et flexibilité.

### Casted

- Connexion câble/électrode idéale alliant résistance et étanchéité.
- Électrodes également disponibles en version autoclavable sur demande.
- Câble flexible.


Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DSCS102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DSCS122600	AgAgCl	10 mm	120 cm	10 pcs
DSCS152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DSCS252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DSGS102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DSGS122600	Doré	10 mm	120 cm	10 pcs
DSGS152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DSGS252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802

### Moulded

- Connexion câble/électrode surmoulée pour une meilleure résistance mécanique.


Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DAGM102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DAGM152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DAGM202600	AgAgCl	10 mm	200 cm	10 pcs
DAGM252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DEGM102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DEGM152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DEGM252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802


### Pédiatriques

- Conçues pour les patients pédiatriques.
- Un diamètre réduit permet un enregistrement sur une zone plus précise.

Code	Matériaux	Diamètre	Longueur	Pack
DAGS102606	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pcs
DAGS152606	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pcs
DAGS252606	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pcs
DEGS102606	Doré	6 mm	100 cm	10 pcs
DEGS152606	Doré	6 mm	150 cm	10 pcs
DEGS252606	Doré	6 mm	250 cm	10 pcs

 TP DIN 42802

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:

