



EMG / Électrodes Aiguilles

UPGRADE

MYOLINE—Aiguilles Concentriques

- Notre nouvel affûtage robotisé assure une excellente pénétration de l'aiguille réduisant la douleur pour le patient.
- Le connecteur doré pour une meilleure qualité d'enregistrement.
- Contrôle qualité à 100%.
- Prise en main ergonomique avec indicateur de position.

Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
D0390302511	25 mm	0,30 mm		0,02 mm ²	25 pcs
D039035205	20 mm	0,35 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039035302	30 mm	0,35 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D0390453010	30 mm	0,45 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039035408	40 mm	0,35 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039035503	50 mm	0,35 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039045401	40 mm	0,45 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039045504	50 mm	0,45 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D0390500607	60 mm	0,50 mm		0,07 mm ²	25 pcs
D039060706	75 mm	0,60 mm		0,07 mm ²	25 pcs

Aiguilles Concentriques Autoclavables

- Stérilisables jusqu'à 20 cycles.

Code	Long.	Diam.	Couleur	Surface	Pack
R039035302	30 mm	0,35 mm		0,07 mm ²	10 pcs
R039045401	40 mm	0,45 mm		0,07 mm ²	10 pcs
R039045504	50 mm	0,45 mm		0,07 mm ²	10 pcs
R039060706	75 mm	0,60 mm		0,07 mm ²	10 pcs

Électrodes Aiguilles Fibre Unique


- Surface d'enregistrement sur le côté, à l'opposé du biseau et proche de la pointe.
- La version Macro dispose d'une canule isolée.

Code	Long.	Diam.	Modèle	Surface	Pack
DSFN380452507	25 mm	0,45 mm	Fibre Un.	0,0011 mm ²	5 pcs
DSFN380453707	37 mm	0,45 mm	Fibre Un.	0,0011 mm ²	5 pcs
DSFN380453705	37 mm	0,45 mm	Macro	0,0011 mm ²	5 pcs

Cordons de Liaison

- Cordons de connexion pour aiguilles bipolaires (Concentriques, Fibre Unique et Macro).
- Fabriqués avec des matériaux ultra souples et des connexions surmoulées.
- Différentes longueurs et connectiques sont disponibles sur demande.

Code	Longueur	Connecteur		Pack
10000NNHF3	100 cm		DIN 5 broches	1 pc
100200NNHF3	200 cm		DIN 5 broches	1 pc



Repère de position

