



EMG / Électrodes Adhésives

Électrodes Adhésives

- L'Hydrogel garantit une excellente adhérence et permet un repositionnement à plusieurs reprises.
- Haute qualité d'enregistrement grâce à une faible impédance.
- Adaptées aux enregistrements longue durée.
- L'Hydrogel est constitué de matériaux biocompatibles qui ont été testés sur la plupart des types de peaux sensibles.
- Disponibles en différentes tailles et formes afin de s'adapter à tous les muscles, même les plus petits.

Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIS01526	15x20 mm	 TP DIN 42802	15 cm	20 sac./120 pcs
DENIS10026	15x20 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIS15026	15x20 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIS25026	15x20 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs
DENIS00807	15x20 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS00830	15x20 mm	Pin 1 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS01520	15x20 mm	Pression	/	20 sac./400 pcs
DENIS01500	15x20 mm	Bipolaire	15 cm	20 sac./120 pcs

Code	Taille	Connecteur	Long.	Boîte
DENIL01526	20X25 mm	 TP DIN 42802	15 cm	20 sac./120 pcs
DENIL10026	20X25 mm	 TP DIN 42802	100 cm	20 sac./120 pcs
DENIL15026	20X25 mm	 TP DIN 42802	150 cm	20 sac./120 pcs
DENIL25026	20X25 mm	 TP DIN 42802	250 cm	20 sac./120 pcs
DENIL00807	20X25 mm	Pin sécurité 0,7 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIL00830	20X25 mm	Pin 1 mm	8 cm	20 sac./240 pcs
DENIS01520	20X25 mm	Pression	/	20 sac./400 pcs
DENIL01500	20X25 mm	Bipolaire	15 cm	20 sac./120 pcs

Électrodes Adhésives à Pression

Code	Taille	Connecteur	Boîte
CDES000024	Ø 24 mm	Pression	20 sachets / 500 pcs
CDES003545	35x45 mm	Pression	20 sachets / 80 pcs

Électrode de Terre Adhésive

Code	Taille	Connecteur	Boîte
DENIG15026	35x45 mm	 TP DIN 42802	20 sachets / 80 pcs

