



ÉLECTRODES ADHÉSIVES NCS



Description

Les électrodes adhésives Spes Medica ont une forme et une taille spécialement conçues pour permettre un enregistrement optimal des muscles les plus petits. L'Hydrogel de dernière génération garantit une excellente adhérence de l'électrode et son repositionnement à de nombreuses reprises.

- Capteur haute qualité pour enregistrements optimaux;
- Résistant
- Indiquées pour la longue durée;
- Biocompatibilité des matériaux, testés sur les peaux les plus délicates
- languette pour faciliter l'utilisation

CND N010102
RDM 58541/R

Matériaux

Électrode	AgAgCl
Matériaux en contact avec la peau	Hydrogel
Câble	Cu/Sn avec isolant PVC
Connecteur	CuZn/Ni avec isolant PE
Film	PET
Packaging	AL/PE

Santé

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phtalates	Non

Spécifications

Codes génériques	DENIBXXXXX
Dimensions	30x22 mm
Surface d'enregistrement	0,78 cm ²
Longueur des câbles	De 8 à 250 cm
Couleur des câbles	○ ● ● ●
Connecteurs	Fiche 0,7 mm protégée Fiche de sécurité 1,5 mm DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓