



EEG / Pâtes et Gels



Tech System

Notre Tech System, d'une conception novatrice, est destiné à être utilisé pour des applications quotidiennes ou étendues en EEG clinique. Nous avons écouté vos préoccupations et avons mis au point une solution simple qui, à notre avis, réduira considérablement les lésions de la peau, la contamination croisée.

NOUVEAU 

Code	Description	Pack
NPREP003K-25	Stick de crème abrasive Neurprep pour 1 patient	25 pcs
DOT024-25	Jeu de 24 Dots adhésifs et conducteurs pour LTM	25 pcs
TAPE024-25	Jeu de 24 adhésifs longue durée pour électrodes	25 pcs
KITECH002	Jeu de 1 TechPrep + 24 TechDot + 24 TechTape	1 pc

Le kit est composé de 3 produits différents, chacun est nécessaire pour un examen EEG :

TechStick: Crème abrasive unidosse

Le TechStick est conçu pour nettoyer la peau avant d'appliquer les électrodes. Le TechStick est un applicateur à usage unique préchargé avec la quantité de pâte abrasive nécessaire pour préparer le cuir chevelu d'un patient pour un examen complet, éliminant les déchets excessifs et réduisant le risque de contamination croisée.

TechDot: Dot de gel à Usage Unique

Le TechDot est une goutte de gel conducteur à utiliser comme interface conductrice entre l'électrode et la peau pour réduire l'impédance.

TechTape: Adhésif prédécoupé

Le TechTape est à utiliser pour la fixation de l'électrode sur la tête du patient.

