



## Descrizione

La *Cannula Monopolare per Stimolazione* Spes Medica è un particolare manipolo di stimolazione che fornisce un campo di stimolazione a secco per test accurati.

- Punta progettata per garantire una stimolazione ripetibile;
- Impugnatura leggera ed ergonomica;
- Connettore di sicurezza 1,5 mm DIN 42802.

**CND Z12101106**  
**RDM 229125/R**

## Materiali

Elettrodo	Acciaio Inossidabile
Isolamento elettrodi	PVDF
Impugnatura	PS
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET-PE

## Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

## Specifiche prodotto

Codice generico	SI1KXXXXXXXXXD
Diametro sonda	2.5 mm
Lunghezza sonda	13 cm - 26 cm
Lunghezza cavo	250 cm
Connettore	Presa di sicurezza 1,5 mm DIN 42802

## Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓