



Description

Gel dégraissant pour la préparation des peaux sensibles aux enregistrements EEG, PE, ECG, Test d'effort, Holter, Télémétrie. Garantit une faible impédance et une meilleure adhérence des électrodes.

- Pâte visqueuse
- A base d'eau

Composition

Ingrédients Water, preservative, propylene glycol, acrylic polymer, fine pumice, sodium hydroxide.

Sécurité

Packaging PE

Biocompatibilité
(UNI EN ISO 10993) Oui

Test Microbiologique Challenge test

Propriétés physiques et chimiques

pH 6 ± 0,4

Viscosité 60.000 ± 10.000 CPS

Spécifications

Code générique EVERIXXXXXXXXXX

Emballage Flacon 160gr

Environnement

RoHS II ✓

REACH ✓