



SAC2



Description

La SAC2 est une crème adhésive à utiliser avec les électrodes de surface EEG. Fournit résistance, cohésion et adhérence même pour les examens de longue durée. La SAC2 peut être facilement et rapidement éliminé avec de l'eau.

- Crème à séchage rapide
- N'endommage pas les électrodes
- Soluble dans l'eau
- Sans résidu
- Sans odeur désagréable
- Usage externe uniquement

UMDNS 11425

Composition

Ingrédients

Water, Talc, Celite, Glycerol, CarboxyMethylCellulose, Sodium chloride, Potassium chloride, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Matériaux Tube

Aluminum

Propriétés Physiques et Chimiques

pH

8.2 ± 0.1

Spécifications

Code générique

SACX-XX

Packaging

10 tubes 100g each

Environnement

RoHS II

✓

REACH

✓