



## Descrizione

Gli elettrodi per il pavimento pelvico possono essere utilizzati sia per registrazione che stimolazione.

Sono dispositivi invasivi utilizzati dall'operatore ospedaliero su pazienti con disturbi del pavimento pelvico, montati su un guanto di esame.

- Elettrodo per la registrazione e la stimolazione del pavimento pelvico;
- Composto da materiali biocompatibili e senza lattice

### CAVO DI CONNESSIONE

Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettori per tutte le apparecchiature EMG in commercio.

CND N010199  
RDM 1061032/R

## Materiali

Elettrodo	Ag
Supporto	PET o PU
Packaging	Carta medicale/PP

## Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

## Specifiche prodotto

Codice generico	PUDXXXX
Lunghezza cavo	200 cm
Connettore	Presca di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802, Pentapolare DIN 45322

## Cavo di connessione



### Materiali

Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	PE
Packaging	PP

### Specifiche prodotto

Codice generico	2001PUDXXXXXX
Lunghezza cavo	200 cm
Connettore EMG	Pentapolare DIN45322
Connettore STIM	Pentapolare DIN45322; Presca di sicurezza 1.5mm

## Ambiente

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓