



CANULE DE STIMULATION MONOPOLAIRE



Description

La canule de stimulation monopolaire de Spes Medica est une sonde de stimulation spécifique fournissant un champ de stimulation sec pour des tests précis.

- Embout conçu afin d'obtenir stimulation répétable;
- Manche léger et ergonomique;
- Connecteur Touch proof 1,5 mm DIN 42802.

UMDNS 11453

Matériaux

Électrode	Acier Inox
Isolation de l'électrode	PVDF
Manche	PS
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Papier médical/PET-PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code Générique	SI1KXXXXXXXXXD
Diamètre de la sonde	2.5 mm
Longueur de la sonde	13 cm - 26 cm
Longueur du câble	150 cm
Connecteur	Touch Proof 1,5 mm DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓