



Description

Les sondes de stimulation concentriques bipolaires sont conçues pour la stimulation nerveuse directe et concentrent le courant de stimulation sur la zone proche de la pointe de la sonde. La sonde concentrique a une pointe émoussée et permet une stimulation nerveuse sélective et atraumatique. Disponible également en version pointe sphérique pour une sécurité maximale des tissus.

- Manche léger et ergonomique;
- Connecteur 1,5 mm TP DIN 42802.

UMDNS 11453

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	Acier Inox
Manche	PS
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Papier Médical/PET-PE
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non
Code Générique	SI2CXXXXXXXXXD SI2TXXXXXXXXXD
Longueur de sonde	De 45 à 170 mm
Modèle	Droite, baïonnette, courbe, sphérique
Longueur de câble	250 cm
Connecteur	Connecteur 1,5 mm T.P. DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓