



Description

Conçu pour la stimulation du cortex. La poignée a une indication claire de la polarité des électrodes. La sphère et l'axe sont d'une seule pièce en acier inoxydable parfaitement usinée pour donner la meilleure stabilité et sécurité. La sphère est disponible en diamètre 2 mm.

L'axe est entièrement isolé pour un point de stimulation précis.

- Manche léger et ergonomique;
- Connecteur 1,5 mm TP DIN 42802.

UMDNS 11453

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	Acier inox
Isolation de l'électrode	PVDF
Manche	PS
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Papier médical/PET-PE
Biocompatibility (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non
Code générique	SI2BXXXXXXXXXD
Diamètre de sonde	2 mm
Longueur de sonde	30 mm – 100 mm
Modèle	Droit
Longueur de câble	250 cm
Connecteur	Connecteur 1,5 mm T.P. DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓