




Descrizione

La *Cannula Monopolare per Stimolazione* Spes Medica è un particolare manipolo di stimolazione che fornisce un campo di stimolazione a secco per test accurati.

- Punta progettata per garantire una stimolazione ripetibile;
- Impugnatura leggera ed ergonomica;
- Connettore di sicurezza 1,5 mm DIN 42802.

CND Z12101106
RDM 229125/R

Materiali

Elettrodo	Acciaio Inossidabile
Isolamento elettrodi	PVDF
Impugnatura	PS
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET-PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	SI1KXXXXXXXXXD
Diametro sonda	2.5 mm
Lunghezza sonda	13 cm - 26 cm
Lunghezza cavo	250 cm
Connettore	Presa di sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓