



Descrizione

Gli elettrodi STRIP e GRID Spes Medica sono elettrodi monouso utilizzati per stimolazione e registrazione dei segnali del Sistema Nervoso Centrale durante monitoraggio intraoperatorio, mappatura del cervello e localizzazione dei foci epilettici.

Gli elettrodi sono array multipolari posizionati sulla corteccia cerebrale o spinale.

- Disponibili varie misure
- Monouso
- Elettrodo in platino
- Presa di sicurezza 1.5 mm DIN 42802

CND N010102
RDM 1794330/R

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Elettrodo	Platino
Supporto	PU
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Ni con isolante PVC
Packaging	Carta Medica/PET
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Metodo di sterilizzazione	Ossido di Etilene (EtO)
Latex	No
Ftalati	No
Codice generico	IEXXXXX
Numero di contatti	STRIP: 2, 4, 6, 8 GRID: 8 (2X4), 12 (2X6), 16 (2X8; 4X4), 20 (2X10), 32 (4X8), 64 (8X8)
Diametro contatti	2 mm, 4 mm
Lunghezza cavo	250 cm
Connettore	Presca di sicurezza 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓