



AGO SMUSSO STERILE



Descrizione

Ago smusso da utilizzare con una siringa per la preparazione della cute e l'iniezione del gel durante l'esame EEG.

È importante utilizzare aghi sterili monouso per ogni paziente per evitare il rischio di contaminazione ed infezione tra i pazienti.

AGO SMUSSO STERILE
PENSATO APPPOSITAMENTE
PER APPLICAZIONI EEG

CND V9099
RDM 2548938/R

Materiali

Cannula	Acciaio
Copertura ago	PP
Connessione	PP
Packaging	Carta medica/PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	DISPXXXXXXXX
Dimensioni	Da 15 a 25 mm
Diametro ago	1,60 mm (16G)
Connettore	Standard Luer Lock

Ambiente

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓