



ELETTRODI AD AGO SUBDERMALI INTRECCIATI



Descrizione

Trecce di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso.

Disponibili in set da 2, 3, 5 o 10 aghi intrecciati.

Gli aghi sono facilmente riconoscibili grazie al codice colore.

- Affilatura speciale per un'inserzione ottimale realizzata per essere indolore ed atraumatica;
- Controllo qualità al 100% degli aghi immessi sul mercato;
- Guaina termo-restringente finissima in alternativa agli aghi con impugnatura;
- Coppie di aghi intrecciati con cavi e con differenti combinazioni di colori.

CND N010101
RDM 2548982/R

Materiali

Ago	Acciaio
Impugnatura ago	PVDF
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET-PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codici generici	MNXXXXXXXXXX TTXXMNXXXXD
Diametro ago	0,20 - 0,40 mm
Lunghezza ago	Da 8 a 22 mm
Lunghezza cavo	Da 100 a 250 cm

Colore cavo



Connettore	Presca di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802
------------	--------------------------------------

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓