




ELETTRODI ADESIVI DENIL



Descrizione

Gli elettrodi adesivi Spes Medica hanno una forma e una dimensione appositamente studiata per permettere una registrazione ottimale anche dei muscoli più piccoli.

L'Hydrogel di ultima generazione garantisce un'ottima adesività dell'elettrodo e il riposizionamento dello stesso numerose volte.

- Registrosioni di elevata qualità grazie alla bassa impedenza;
- Indicati per test di lunga durata;
- I materiali utilizzati sono tutti biocompatibili e testati anche sulle pelli più delicate
- Disponibili diverse forme e dimensioni per permettere una registrazione ottimale anche dei muscoli più piccoli.

CND N010102
RDM 2283206 /R

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Elettrodo	AgAgCl
Materiale a contatto con la pelle	Hydrogel
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Ni con isolante PE
Liner	PET
Packaging	AL/PE
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No
Codice generico	DENILXXXXX
Dimensioni	20x25 mm
Lunghezza cavo	Da 8 a 250 cm
Colore cavo	○ ● ● ●
Connettore	Bipolare Pin 0,7 mm protetto Pin 1 mm Presca di sicurezza 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓