




NEURODART: ELETTRODI AD AGO MONOUSO



Descrizione

Gli elettrodi ad ago subdermali sono prodotti in acciaio inossidabile biocompatibile che garantisce un'elevata qualità di registrazione ed una bassa impedenza di contatto. Sono disponibili diverse varietà di aghi con lunghezze e diametri dell'ago e lunghezze del cavo diverse.

I nostri aghi consentono un'ottima registrazione, un'efficace stimolazione sul paziente e garantiscono un'eccellente stabilità del segnale ed un'inserzione semplice e non traumatica.

- Realizzato in acciaio inox ad alta resistenza;
- Ottimali per stimolazione e registrazione;
- Bassa impedenza di contatto;

CND N010101
RDM 2548982/R

Materiali

Ago	Acciaio
Impugnatura ago	PVDF
Copertura ago	PVC
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Au con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	MNXXXXXXXXX
Diametro ago	0,20 - 0,40 mm
Lunghezza ago	10 - 22 mm
Lunghezza cavo	Da 0 a 250 cm
Colore cavo	
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802; Pres a 1 mm; Touch Proof 0,7 mm

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓