



## Description

L'électrode urétrale est constituée d'une partie active avec un revêtement Au qui permet une bonne qualité en termes de stimulation et d'enregistrement du muscle du sphincter urétral externe lors de chirurgies rachidiennes, pelviennes et urologiques.

- Diff. tailles disponibles;
- 1 voie;
- Connecteur DIN42802

UMDNS 11441

## Matériaux

## Sécurité

## Spécifications

## Environnement

Électrode	Ag avec coating Au
Cathéter	100% silicone
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Ni avec gaine PVC
Packaging	Tyvek
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'Éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non
Code générique	UEXXX
Nombres de pôles	1 – 2
Diamètre du cathéter	8-10-12-14-16-18 French / Charrière
Couleur du cathéter	● ● ○ ● ● ●
Longueur du câble	200 cm
Connecteur	Touch proof 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓