

# SAFEPREP

## GEL ABRASIF

Gel dégraissant pour peaux sensibles.

Utilisation recommandée: préparation pour EEG, EP, ECC,

Test d'effort, Holter, Télémétrie.

Il garantit une faible impédance.

Il est testé dermatologiquement pour les peaux les plus sensibles, mais il est aussi:

- Sans colorants
- Packaging 100% recyclable
- Sans Parabènes
- Sans parfums
- La version unidose correspond à 10 g de gel



## SPÉCIFICATIONS

### COMPOSITION

#### INGRÉDIENTS

Water, Aluminium Oxide, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

#### PACKAGING

Monodose: Recyclable Paper (ATICELCA © 501 - C level paper)  
25- 120 g tube: PE HD50%+LD30%+LLD20% (HDPE is PCR)

### SÉCURITÉ

#### BIOCOMPATIBILITÉ (UNI EN ISO 10993)

Yes

#### PATCH TEST

Non irritant

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### pH VISCOSITÉ

5.5 - 6.5  
60.000-80.000 cP

### SPÉCIFICATIONS

#### CODE GÉNÉRIQUE BASIC UDI

NPREP010E-1, NPREP025T-10, NPREP120T-3  
8054655000012XV  
1 boîte de 100 unités (10 g chacune)  
1 boîte de 10 unités (25 g chacune)  
1 boîte de 3 unités (120 g chacune)

### ENVIRONNEMENT

#### ROHS III REACH

