



CUFFIA DI SUPPORTO per elettrodi a ponte



Descrizione

La cuffia è formata da un tubolare in silicone morbido, elastico e colorato che garantisce un'elevata resistenza all'usura nel tempo. La mentoniera è in materiale

morbido così come i para-orecchi.

Disponibile in diverse misure adulte, pediatriche e neonatali e con differente numero e spessore delle bande tubolari.

Disponibile su richiesta il modello in silicone trasparente.

CND N010102
RDM 2250369/R

Materiali

Bande	Silicone
Punto di giunzione	PE
Para orecchie	PU
Packaging	PP

Salute

Biocompatibilità <i>(UNI EN ISO 10993)</i>	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	HEADXXXX
Numero di bande	1, 2 o 4
Diametro banda	2 – 4 mm
Taglia	Adulto Media Pediatrica Neonatale

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓