




Descrizione

Consentono un'ottima registrazione del segnale ed una efficace stimolazione sul paziente.

Doppia affilatura per un'inserzione non traumatica. Disponibili con impugnatura di riconoscimento e cavo in 6 differenti colori.


CND N010101
RDM 2548956/R

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Ago	Acciaio
Impugnatura ago	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medica/PET-PE
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No
Codice generico	MNCSXXXXXXXX
Diametro ago	0,6 mm
Lunghezza ago	5 mm
Lunghezza cavo	Da 100 a 250 cm
Colore cavo	
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓