





ELETTRODI ADESIVI A LINGUETTA



Descrizione

Gli elettrodi adesivi Spes Medica hanno una forma e una dimensione appositamente studiata per permettere una registrazione ottimale anche dei muscoli più piccoli. Il gel specifico per quest'applicazione permette un'ottima adesività dell'elettrodo e il riposizionamento dello stesso numerose volte. Tutti i materiali utilizzati sono biocompatibili e testati sulle pelli più delicate.

- Gel di alta qualità per la massima adesione;
- Elettrodo in AgAgCl per la migliore conduzione;
- Comoda connessione a linguetta utilizzabile con tutti i modelli di connettore a coccodrillo.

CND N010102
RDM 2283206/R

Materiali

Elettrodo	AgAgCl
Materiale a contatto con la pelle	Hydrogel
Liner	PET
Packaging	AL/PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	TABSMXXXXXXX
Dimensioni	14x34 mm 20x34 mm
Connettore	Tab

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓