



EEG / Casques à Lanières

Casques à Lanières pour Monopodes

- Faits de matériaux doux, élastiques, colorés et résistants.
- Mentonnière et oreillettes inclus dans le pack.

Code	Taille	Nb de Lanières	Diamètre	Pack
HEAD0V2L	Adulte Large	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4L	Adulte Large	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2L	Adulte Large	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0V2M	Adulte Small	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4M	Adulte Small	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2M	Adulte Small	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0V2S	Pédia. Large	2 (creuses)	4 mm	1 pc
HEAD0V4S	Pédia. Large	4 (creuses)	4 mm	1 pc
HEADPW2S	Pédiatrique	2 (pleines)	4 mm	1 pc
HEAD0B2S	Pédia. Small	2 (creuses)	2 mm	1 pc
HEAD0B4S	Pédia. Small	4 (creuses)	2 mm	1 pc
HEAD0B1N	Néonate	1 (creuse)	2 mm	1 pc



Kit Preborn

- Composé de 2 bandes élastiques perforées en caoutchouc naturel.

Code	Composition	Taille	Pack
HEAD000N	2 sangles + 2 pions	Néonate	1 pc



Netcap — Casques à Usage Unique pour Cupules

- Permettent une utilisation facile des cupules.
- Assurent un maintien uniforme.
- Garantissent une bonne visibilité du crâne du patient.
- L'élastique permet leur utilisation sur différentes tailles de crânes.
- Les grandes tailles disposent d'une **mentonnière intégrée**.

Code	Description	Pack
D00000LA000	Adulte Large (54 — 62 cm)	10 pcs
D00000MA000	Adulte Small (46 — 54 cm)	10 pcs
D00000MI000	Pédiatrique Large (40 — 46 cm)	10 pcs
D00000SI000	Pédiatrique Small (34 — 40 cm)	10 pcs

