



EEG / Électrodes Cupules

Électrodes Compatibles IRM et CT SCAN



- Conçues pour l'IRM en toute sécurité.
- Les connecteurs multiples évitent le retrait des électrodes du patient.

Code	Matériau	Nb d'Élect.	Diam.	Pack
DCPEX-21BK	Ag/AgCl (Pat. Unique)	21	10 mm	10 sets d'électrodes + 1 cordon réutilisable 10x
DCPEX-23BK	Ag/AgCl (Pat. Unique)	23	10 mm	10 sets d'électrodes + 1 cordon réutilisable 10x
DCPEX-25BK	Ag/AgCl (Pat. Unique)	25	10 mm	10 sets d'électrodes + 1 cordon réutilisable 10x
DCPEX-27BK	Ag/AgCl (Pat. Unique)	27	10 mm	10 sets d'électrodes + 1 cordon réutilisable 10x



Cupules Ag/AgCl
à Patient Unique



Cordon de
connexion



Cordons de Connexion NON Compatibles IRM




- Compatibles avec les électrodes DCPEX.

Code	Nombre de Contacts	Pack
BHAR-21	21	1 pc
BHAR-23	23	1 pc
BHAR-25	25	1 pc
BHAR-27	27	1 pc

TP DIN 42802



Verrouillage pour
plus de sécurité



Cupules emballées dans une enveloppe
papier entièrement recyclable