



EEG

## NETCAP Bonnet de maintien à patient unique



CND  
RDM

N010102  
53292/R

### Description

Bonnet de maintien à patient unique pour cupules EEG, monopodes ou tresse d'électrodes précablées.

Le bonnet est constitué d'un réseau de larges mailles élastiques.

Disponible en différentes tailles.

### Matériaux

Filet PA - PU  
Emballage PP

### Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993) Oui  
Latex Non  
Nickel Non  
Phtalates Non

### Spécifications

Code générique D00000XX000  
Nombre de bande 1  
Taille Adulte Grand - Moyen  
Pédiatrique  
Néonatal

### Environnement

RoHS II ✓  
REACH ✓