



Descrizione

Pasta conduttiva adesiva bianca opaca da utilizzare come mezzo di contatto in esami neurologici con elettrodi neurodiagnostici

- Idrosolubile
- Non unge.
- Non irrita.
- Non ossida.
- Non danneggia gli elettrodi.
- Non lascia residui.

CND V9015
RDM 2281594

Composizione

Salute

Proprietà fisiche e chimiche

Specifiche prodotto

Ambiente

Ingredienti	Acqua, Cetearth-20, Glicerina, Silice Idrata, Carbonato di calcio, Olio di Paraffina, Dimeticone, Idrossietilcellulosa, Cloruro di Potassio, Cloruro di Sodio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina
Packaging	PE
Biocompatibilità <i>(UNI EN ISO 10993)</i>	Sì
Test di irritazione cutanea	✓ Non irritante
pH	6.5 – 7.5
Viscosità	>100.000 cP
Codice generico	AC CREAMXXXXXX
Confezione	Barattolo: 50 g, 250 g
RoHS II	✓
REACH	✓