




CAVO ADATTATORE



Descrizione

Il cavo può rimanere collegato in testina, il multi connettore presente sul cavo viene utilizzato per connettere e disconnettere la cuffia, in questo modo si preserva il connettore della testina dall'usura.

Su richiesta disponibile in varie configurazioni e connettori per la maggior parte delle apparecchiature EEG in commercio.

CND N01010202
RDM 2281777

Materiali

Cavo	Cu/Ag con isolante PVC
Connettore	CuZn/Au con isolante PE
Packaging	PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	CAPCABXXXXXXX
Numero di contatti	Da 10 a 36
Cavo	A piattina Intrecciati
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802 SUB-D

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓