




DISPOCAP

Cuffia con elettrodi premontati



Descrizione

La cuffia **mono-paziente** Dispocap è composta da una rete elastica a maglia larga che permette un miglior controllo visivo della cute del paziente.

- Cuffia in materiale elasticizzato monouso;
- Elettrodi e cavi di connessione monouso;
- Elettrodo e cavetto sono pressofusi e formano un corpo unico;
- Maggior tutela per il paziente e per l'operatore;
- Grande adattabilità della cuffia.
- Sistema Internazionale 10-20.

CND N01010203
RDM 2250349/R

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Elettrodo	Stagno (su richiesta AgAgCl, AgAgCl sinterizzato o Oro)		
Porta elettrodo	HDPE		
Cavo	PVC		
Tela	Nylon, Elastan		
Packaging	PE		
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì		
Lattice	No		
Nickel	No		
Ftalati	No		
Codice generico	DCAPXXXXXXX		
Taglia	● Adulta Grande ● Adulta Piccola ● Pediatrica Grande ● Pediatrica Piccola		
Numero di elettrodi	Da 9 a 21		
Area registrazione	21 mm ²		
Connettore	SUBD25 (altri connettori disponibili su richiesta)		
RoHS II	✓		
REACH	✓		