




ELETTRODO A COPPETTA MONOUSO



Descrizione

L'elettrodo ha una superficie registrante in AgAgCl e ciò garantisce una registrazione di alta qualità.

Il cavo extra-flessibile ed il connettore con codolo anti-rottura assicurano la migliore trasmissione del segnale anche per registrazioni prolungate.

- Altissima qualità di registrazione;
- Cavo extra-flessibile;
- Connettore con codolo anti-rottura;
- 10 colori per i cavi.

CND N01010299
RDM 2250369

Materiali

Elettrodo	AgAgCl
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Ni con isolante PVC
Packaging	AL/PE

Salute

Biocompatibilità (UNI-EN-ISO-10993)	Si
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	DAGDXXXXXX
Diametro elettrodo	10 mm
Area registrazione	78 mm ²
Lunghezza cavo	Da 100 a 250 cm; Senza cavo
Colore cavo	
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802, Presca 1 mm
Cavo di connessione	DECSXXXXXX

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓