



ELETTRODO AD AGO A SPIRALE MONOUSO



Descrizione

Consentono un'ottima registrazione del segnale ed una efficace stimolazione sul paziente.

Doppia affilatura per un'inserzione non traumatica. Disponibili con hub di riconoscimento e cavo in 6 differenti colori.

CND N010101
RDM 144089/R

Materiali

Ago	Acciaio
Impugnatura ago	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET-PE

Salute

Biocompatibilità <i>(UNI-EN-ISO-10993)</i>	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	MNCSXXXXXX
Diametro ago	0,6 mm
Lunghezza ago	5 mm
Lunghezza cavo	Da 100 a 250 cm
Colore cavo	
Connettore	Presca di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	<input type="checkbox"/>
REACH	<input type="checkbox"/>