



ELETTRODO AURICOLARE



Descrizione

Sono prodotti con una clip a molla costampata per il massimo comfort del paziente e la miglior connessione con il lobo dell'orecchio.

- Utilizzabile come elettrodo di riferimento;
- Disponibili con diversi connettori e lunghezze del cavo.

CND N01010202
RDM 2281777

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Elettrodo	Stagno (su richiesta AgAgCl, AgAgCl sinterizzato o Oro)
Materiale a contatto con la pelle	PS
Cavo	Cu/Ag con isolante PVC
Connessione	CuZn/Au con isolante PE
Packaging	PP
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No
Codice generico	EARXXXXXX
Lunghezza cavo	Da 100 a 150 cm
Colore cavo	
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓