



ELETTRODI DI RICAMBIO



Descrizione

Elettrodi di ricambio per Sleepcap, Softcap, Multicap e Medcap che permettono al laboratorio EEG di riparare in maniera rapida ed autonoma la cuffia con elettrodi premontati.

Sono disponibili su richiesta in diversi materiali registranti.

- Elettrodi disponibili in materiali alternativi: Stagno, Argento, Argento Cloruro o Oro.

CND N01010202
RDM 2281777

Materiali

Elettrodo	Sn, AgAgCl
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connessione	CuZn/Au con isolante PE
Packaging	PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	RECEXXXXXX
Lunghezza cavo	0 - 150 cm
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓