



# SAC2



## Descrizione

SAC2 è una crema adesiva da utilizzare con elettrodi di superficie per EEG.

Garantisce resistenza, coesione e adesività durante l'uso anche in caso di esami a lungo termine.

SAC2 è velocemente e facilmente rimovibile con acqua.

- Crema ad asciugatura rapida
- Nessun danneggiamento dell'elettrodo
- Solubile in acqua
- Nessun residuo
- Nessun odore
- Solo per uso esterno

CND V9015  
RDM 2281677

## Composizione

Ingredienti

Acqua, Talco, Celite, Glicerina, Carbossimetil Cellulosa, Cloruro di Sodio, Cloruro di Potassio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina.

Materiale tubetto Alluminio

## Proprietà fisiche e chimiche

pH 8.2 ± 0.1

## Specifiche prodotto

Codice generico SACX-XX

Confezione 10 tubetti da 100g

## Ambiente

RoHS II

REACH