



Descrizione

Pasta sgrassante per la preparazione della pelle sensibile per registrazioni EEG, EP, ECG, prove da sforzo, Holter, Telemetria. Garantisce una bassa impedenza.

Dermatologicamente testata per le pelli più sensibili.

- **SENZA CONSERVANTI**
- Monopaziente
- Monodose
- 100% packaging riciclabile

CND V9015
RDM 2281654

Composizione

Ingredienti Acqua, Ossido di Alluminio, Glicole propilenico, Poliacrilato di Sodio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina

Salute

Biocompatibilità Sì
(UNI EN ISO 10993)

Test di irritazione cutanea ✓ Non irritante

Proprietà fisiche e chimiche

pH 5.5 – 6.5

Viscosità 60.000-80.000 cP

Specifiche prodotto

Codice generico NPREP010E-1

Confezione 1 box da 100 unità (10 g ciascuna)

Ambiente

RoHS II ✓

REACH ✓