



SLEEP CAP

Cuffia con elettrodi premontati



Descrizione

Sleepcap consente di usufruire dei vantaggi di una cuffia precablata anche durante le registrazioni notturne.

I porta elettrodi sono realizzati in materiale morbido e confortevole, ideale per registrazioni EEG di lunga durata e Polisonnografia anche su pazienti pediatrici e non collaborativi.

- Possibilità di avere cavi in posizione esterna o interna;
- elevato livello di affidabilità testato con la maggior parte delle apparecchiature EEG in commercio;
- Sistema Internazionale 10-20.

CND N01010203
RDM 2250349/R

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Ambiente

Elettrodo	Stagno (su richiesta AgAgCl, AgAgCl sinterizzato o Oro)
Porta elettrodo	neoprene
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Tela	Lycra
Packaging	PP
Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Lattice	No
Ftalati	No
Codice generico	CSSXXXXXXXXXX
Numero di elettrodi	Da 9 a 256
Area registrazione	30 mm ²
Connettore	SUBD25 (altri connettori disponibili su richiesta)


RoHS II




REACH



Adult



Infant



Neonatal

